

Tierrett ウロステント

再使用禁止

【警告】**【使用方法】**


- ①本品使用の際は使用前に患畜の尿管長を考慮し、過剰にピッグテール部分が形成されないことを確認する。また、リスクに応じて先端形状のタイプを使用することも考慮すること。
〔留置中又は抜去時に、腎孟側先端に結び目が形成される危険性があるため。〕
- ②ステントを挿入した後は、必ずX線透視下でステント位置が適切か確認すること。
- ③尿成分及び結石等により、ステントチューブ内腔が閉塞する場合がある。
- ④抜去の際、抵抗を感じた場合は、X線等により抵抗の原因を確認した上で適切な処置を行うこと。
〔無理に抜去した場合、腎孟や尿管を傷つける可能性があるため。〕

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。

【形状】**ステントチューブ**

サイズ呼称	外径	内径	有効長	親水性コーティング	側孔
2.1Fr	0.71mm	0.45mm	80, 100, 120, 140, 160mm	有(表面のみ)	有
2.5Fr	0.83mm	0.53mm	120, 140, 160mm	有(表面のみ)	有

ダイレータチューブ

サイズ呼称	外径	内径	全長	親水性コーティング
2.1Fr用	0.73mm	0.53mm	300mm	有(表面のみ)
2.5Fr用	0.86mm	0.53mm	300mm	有(表面のみ)

【原材料】

- ・ステントチューブ: ポリウレタン
- ・ダイレータチューブ: ナイロン
- ・親水性コーティング: ポリ(メチルビニルエーテル/無水マレイン酸)共重合体

【原理】

尿管へ挿入し、ループ形状により固定、留置する。尿は表面及び内腔を通り、膀胱へ排出される。*

【使用目的又は効果】

尿管に挿入・留置して、排膿、排液等に用いられる。*

【使用方法等】





以下の使用方法は一般的な使用方法である。

【腎孟からの留置方法(順行性)】

- ①腎表面から留置針を腎孟まで刺入し、外筒の先を操作しながらダイレータチューブを尿管の遠位まで挿入する。
- ②ダイレータチューブにガイドワイヤーを挿入し、膀胱まで挿入する。(本品に推奨するガイドワイヤーについては**組み合わせて使用する医療機器**の項を参照のこと。)
- ③ダイレータチューブを引き抜き、ステントチューブをガイドワイヤーに沿わせて挿入する。
- ④ガイドワイヤーに沿わせて再度ダイレータチューブを挿入し、ステントチューブの片方を膀胱内へ押し入れてから、ダイレータチューブを抜去する。
- ⑤膀胱腹側を切開し、切開創からステントチューブを保持しながら、ガイドワイヤーを徐々に抜去する。
- ⑥ステントチューブを適正位置に留置する。膀胱、腎孟内にループ形成したことを確認する。
- ⑦膀胱腹側の切開創を縫合し閉鎖する。

【膀胱からの留置方法(逆行性)】

- ①ステントチューブにガイドワイヤーを挿入し、両端のループを直線状に伸ばす。(本品に推奨するガイドワイヤーについては**組み合わせて使用する医療機器**の項を参照のこと。)
- ②膀胱腹側を切開し、セットしたステントチューブ、ガイドワイヤーを尿管口から挿入する。
- ③ステントチューブ先端が腎孟内に到達したら挿入を止める。(図1)
- ④ガイドワイヤーを保持しながらステントチューブを押し進め、先端が腎孟内でループ形成したことを確認する。(図2)
- ⑤ステントチューブ未端を支えながら、徐々にガイドワイヤーを抜去する。(図3)
- ⑥膀胱側でループ形成したことを確認する。(図4)
- ⑦膀胱腹側の切開創を縫合し閉鎖する。



〈尿管切開部からの留置方法〉

- ①ステントチューブにガイドワイヤーを挿入し、両端のループを直線状に伸ばす。(本品に推奨するガイドワイヤーについては〈組み合わせて使用する医療機器〉の項を参照のこと。)
- ②セットしたステントチューブ、ガイドワイヤーを尿管切開部から膀胱側に向かって挿入する。
- ③膀胱腹側を切開し、切開創からステントチューブを保持しながらガイドワイヤーを慎重に引き抜く。この時、尿管切開部からループ部が突出していること。
- ④膀胱側のステントチューブから再度ガイドワイヤーを挿入し、両端のループを直線状に伸ばす。
- ⑤ステントチューブとガイドワイヤーを一旦尿管内に引き戻してから腎孟側に挿入する。
- ⑥ステントチューブ先端が腎孟内に到達したら挿入を止める。(図1)
- ⑦ガイドワイヤーを保持しながらステントチューブを押し進め、先端が腎孟内でループ形成したことを確認する。(図2)
- ⑧ステントチューブ末端を支えながら、徐々にガイドワイヤーを抜去する。(図3)
- ⑨膀胱側でループ形成したことを確認する。(図4)
- ⑩膀胱腹側の切開創を縫合し閉鎖する。

〈抜去方法〉

膀胱から鉗子等でカテーテル末端部を掴み、静かに引き抜く。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

本品を使用する際は、以下の医療機器と組み合わせて使用すること。

本品に推奨するガイドワイヤー

製品名	外径	全長	適応
Tierrett ガイドワイヤー	0.41mm (0.016")	600mm 以上	2.1Fr
	0.46mm (0.018")	600mm 以上	2.5Fr

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①本品は鉗子等で強く掴まないこと。
[ステントチューブ、ダイレーターチューブの切断、ルーメンの閉塞を引き起こす恐れがある。]
- ②本品は尿管に極度の狭窄がある症例に使用する場合、組織や尿道粘膜損傷の恐れがある。
- ③消毒用アルコール等、有機溶剤を含む薬剤への浸漬、又は薬剤による拭き取りは行わないこと。
[ステントチューブ、ダイレーターチューブの破損、切断が生じたり、親水性コーティング損傷の可能性がある。]

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合*

本品の使用により以下の不具合が発生する恐れがある。

- ①ステントチューブの閉塞。
[ステントチューブ内腔が尿成分の付着や血塊等により、閉塞することがある。]
- ②ステントチューブ及びダイレーターチューブの切断。
[下記のような原因による切断。]
 - ・ピンセット、鉗子、はさみ、メス、その他の器具での損傷。*
 - ・患者の結石による傷。
 - ・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。
- ③ステントチューブの折れ、損傷、切断。
[下記のような原因により折れ、曲がり、損傷、切断の恐れがある。]
 - ・無理な挿入、抜去、過度のトルク操作等。
 - ・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

その他の有害事象

本品の使用により以下の有害事象が発症する恐れがある。

- ・発熱
- ・血尿(出血)
- ・疼痛
- ・感染症

・菌血症

・腎盂腎炎

・腎機能障害

・尿管損傷

・頻尿

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

〈有効期間〉

適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のこと。

[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

クリエートメディック株式会社

電話番号 : 0126-25-3777