

お求めやすい
低価格!



**10本入りを
追加発売!**

ティアレ 動物用気管内チューブ

動物用医療機器届出番号：2動薬第1423号

ラインナップ

2本入り 希望小売価格：1,400円/箱 (1本あたり700円)

カフなし	内径	外径	カフの直径	全長	品目コード	JANコード
	2.0mm	2.9mm (9Fr)	—	160mm	800-001-6733	4542187223989
カフ付	2.5mm	3.5mm (11Fr)	8.0mm	160mm	800-001-6734	4542187223996
	3.0mm	4.2mm (13Fr)	10.0mm	170mm	800-001-6735	4542187224009
	3.5mm	4.9mm (14Fr)	11.0mm	190mm	800-001-6736	4542187224016
	4.0mm	5.5mm (16Fr)	13.0mm	220mm	800-001-6737	4542187224023
	4.5mm	6.2mm (18Fr)	14.0mm	230mm	800-001-6738	4542187224030
	5.0mm	6.8mm (20Fr)	15.0mm	255mm	800-001-6739	4542187224047
	5.5mm	7.5mm (22Fr)	17.0mm	280mm	800-001-6740	4542187224054
	6.0mm	8.0mm (24Fr)	18.0mm	290mm	800-001-6741	4542187224061
	6.5mm	8.7mm (26Fr)	19.0mm	300mm	800-001-6742	4542187224078
	7.0mm	9.3mm (28Fr)	21.0mm	315mm	800-001-6743	4542187224085
	7.5mm	10.0mm (30Fr)	22.0mm	330mm	800-001-6744	4542187224092
	8.0mm	10.7mm (32Fr)	23.0mm	330mm	800-001-6745	4542187224108
	8.5mm	11.3mm (34Fr)	23.5mm	330mm	800-001-6746	4542187224115
	9.0mm	12.0mm (36Fr)	24.0mm	330mm	800-001-6747	4542187224122
	9.5mm	12.7mm (38Fr)	24.5mm	330mm	800-001-6748	4542187224139
	10.0mm	13.3mm (40Fr)	25.0mm	330mm	800-001-6749	4542187224146

EOG 滅菌済

10本入り 希望小売価格：6,700円/箱 (1本あたり670円)


カフ付	内径	外径	カフの直径	全長	品目コード	JANコード
	3.0mm	4.2mm (13Fr)	10.0mm	170mm	800-002-0300	4542187242768
	3.5mm	4.9mm (14Fr)	11.0mm	190mm	800-002-0301	4542187242775
	4.0mm	5.5mm (16Fr)	13.0mm	220mm	800-002-0302	4542187242782
	4.5mm	6.2mm (18Fr)	14.0mm	230mm	800-002-0303	4542187242799
	5.0mm	6.8mm (20Fr)	15.0mm	255mm	800-002-0304	4542187242805
	5.5mm	7.5mm (22Fr)	17.0mm	280mm	800-002-0305	4542187242812
	6.0mm	8.0mm (24Fr)	18.0mm	290mm	800-002-0306	4542187242829
	6.5mm	8.7mm (26Fr)	19.0mm	300mm	800-002-0307	4542187242836
	7.0mm	9.3mm (28Fr)	21.0mm	315mm	800-002-0308	4542187242843

EOG 滅菌済


※ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ※ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

カフは柔らかい “**俵型**”


気管に対し**面接触**となり、
ソフトな感触での留置が可能



先端には、
大きく安心のマーフィー孔が開孔



ほどよい**コシ**と**角度**の本体チューブ



見やすい**深度マーク**



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1018-05-2411