

# ティアレ 大型動物用胃カテーテル

動物用医療機器届出番号：3 動薬第 412 号

程よいコシで柔軟性のあるチューブ



## ラインナップ

| サイズ呼称     | 外径     | 内径     | 有効長     | 品目コード        | JANコード        | 希望小売価格  |
|-----------|--------|--------|---------|--------------|---------------|---------|
| OD10-ID7  | 10.0mm | 7.0mm  | 2,100mm | 800-001-7420 | 4542187230840 | 5,200 円 |
| OD13-ID10 | 13.0mm | 10.0mm | 2,700mm | 800-001-7421 | 4542187230857 | 6,000 円 |
| OD15-ID11 | 15.0mm | 11.0mm |         | 800-001-7422 | 4542187230864 | 6,700 円 |
| OD18-ID14 | 18.0mm | 14.0mm | 3,000mm | 800-001-7423 | 4542187230871 | 7,900 円 |

🐾 本品にはポリ塩化ビニルを使用しております。


🐾 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

🐾 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

1 本入り・未滅菌品



## 見やすいサイズ表示



大きな側孔は、  
スムーズなドレナージが可能です



末端のコネクター（乳白色）は、  
使用前に取り外してください。（テーパー形状保持用）



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道  
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1019-02-2411