

ティアレ

大型動物用留置針

動物用医療機器届出番号：3 動薬第 1840 号

ティアレ
T I E R R E T T





大型動物に適した
カテーテル外径と有効長



ラインナップ

サイズ呼称	カテーテル 外径	カラー コード	カテーテル 有効長	品目コード	JANコード	希望小売価格
14G×83mm	2.1mm		83mm	800-001-7414	4542187230789	5,600 円/箱
14G×140mm			140mm	800-001-7415	4542187230796	6,000 円/箱
16G×83mm	1.7mm		83mm	800-001-7416	4542187230802	5,600 円/箱
16G×140mm			140mm	800-001-7417	4542187230819	6,000 円/箱

20 本 / 箱・EOG 滅菌済

 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

大型動物の体動や長時間の 輸液に対応するカテーテル長

柔らかくコシがある
カテーテル材質
【テフロン樹脂】


当社既存品 48mm



83mm



140mm



※造影ライン入り



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



【本 社】

横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

管理No.1021-2304