

胆汁・排液バッグ

医療機器届出番号 14B1X00007000012



- ◎ 簡単に着脱できる4種類のコネクターを付属。
ドレンチューブ等に接続可能な大きなコネクターも用意。
- ◎ 低床ベッドにも対応可能。
- ◎ 逆流防止弁付きバッグ(EOG滅菌済)。

専用コネクターを4種類用意する事で、様々なカテーテル、チューブ類に接続が可能になりました。
バッグの容量は500mL、1000mLの2サイズをご用意いたしました。

主に外科用ドレーンチューブ接続用

① **ファネルコネクターS**
先端径 2.5mm ▶ 内径2.5~4mm程度のチューブ、カテーテルに適用
RTBDチューブ、膀胱チューブ等

② **ファネルコネクターM**
先端径 4.0mm ▶ 内径4~7mm程度のチューブ、カテーテルに適用
RTBDチューブ、膀胱チューブ等

③ **ファネルコネクターL**
先端径 7.0mm ▶ 内径7~10mm程度のチューブ、カテーテルに適用
ドレーンチューブ等

主にPTCD等のメスルアーロックコネクター接続用

④ **オスルアーロックコネクター**
PTCDドレナージチューブ等

● 特長と利点 ●

- 着脱が容易な4種類の専用コネクターを付属しました。Lサイズのファネルコネクターは、太径のドレナージチューブへ接続可能です。
- 紐穴から下端までの長さは200mmまたは260mmの寸法であり、低床ベッドにも対応が可能です。
- 逆流防止弁付であり、バッグからの逆流を防ぎます。
※ 患部より低い位置にてバッグをご使用願います。
- バッグの上部にねじれ防止板が入っており、よれることはありません。
- 氏名、年月日 他の記入欄を設けました。

品目コード	容量	JANコード
800 001 1423	500mL	4542187170962
800 001 1424	1000mL	4542187170979

包装：10枚／箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品の仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用に際しては、必ず添付文書をご一読ください。