



All Silicone Foley Catheter

オールシリコンフォーリーカテーテル(先端開口タイプ)

医療機器認証番号：16100BZZ01536000

ガイドワイヤーを用いて挿入可能な先端開口タイプの
オールシリコン製フォーリーカテーテルです

【保険適用】


039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

(5) 特定 (Ⅱ) 2,090 円 ※2022 年 4 月現在



CREATE MEDIC CO.,LTD.

尿道狭窄等の挿入困難な症例において ガイドワイヤーを用いて挿入が可能です。



オールシリコンフォーリーカテーテル (先端開口タイプ) 小児用 透明タイプ


品目コード	サイズ呼称	外径	全長	対応ガイドワイヤー外径	バルーン容量	バルブカラー	JAN コード
800 001 7058	8Fr	2.7 mm	340 mm	0.64mm (0.025") ~ 0.89mm (0.035")	3mL	レッド	4542187227246
800 001 7059	10Fr	3.3 mm		0.64mm (0.025") ~ 0.97mm (0.038")		イエロー	4542187227253

オールシリコンフォーリーカテーテル (先端開口タイプ) 成人用 透明タイプ

品目コード	サイズ呼称	外径	全長	対応ガイドワイヤー外径	バルーン容量	バルブカラー	JAN コード
800 001 7060	12Fr	4.0 mm	430 mm	0.64mm (0.025") ~ 0.97mm (0.038")	6mL	ホワイト	4542187227260
800 001 7061	14Fr	4.7 mm				グリーン	4542187227277
800 001 7062	16Fr	5.3 mm				オレンジ	4542187227284
800 001 7063	18Fr	6.0 mm			10mL	レッド	4542187227291
800 001 7064	20Fr	6.7 mm				イエロー	4542187227307
800 001 7065	22Fr	7.3 mm				バイオレット	4542187227314
800 001 7066	24Fr	8.0 mm				ブルー	4542187227321

造影ライン入・デプスマーク (先端 50 ~ 200mm) 入数：5本/箱・滅菌済

- 弊社は常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

 **クリエートメディック株式会社**

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>