


NEW

# ティアレ 動物用多目的チューブ

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2777 号



お求めやすい価格、  
お求めやすい入数で  
多目的に使えるチューブです。

## ラインナップ

サイズ 呼称	内径	外径	有効長	先端 形状	側孔数	品目コード	JANコード	希望小売価格
4Fr	0.70mm	1.35mm	450mm	開口	1穴	800-002-0257	4542187242348	1,340円/箱 (1本あたり134円)
5Fr	0.90mm	1.70mm	550mm			800-002-0258	4542187242355	
6Fr	1.10mm	2.00mm	650mm		2穴	800-002-0259	4542187242362	1,500円/箱 (1本あたり150円)
8Fr	1.80mm	2.70mm	850mm			800-002-0260	4542187242379	
10Fr	2.20mm	3.30mm	1200mm			800-002-0261	4542187242386	1,700円/箱 (1本あたり170円)
12Fr	2.80mm	4.00mm				800-002-0262	4542187242393	

10本/箱・EOG滅菌済

❖ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
❖ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



コネクタには、ルアーチップシリンジが  
接続でき、注入 / 吸引が可能

先端が開口しており  
さらに側孔が開孔

柔軟且つ、程よいコシのチューブ  
(造影ライン入り)

5Fr 以上は、見やすい数字タイプの深度マーク  
※4Fr はラインマークとなります。

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部 北海道  
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



【本 社】

横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

管理 No.1023-2305