


ティアレ 大動物用栄養カテーテル

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2995 号



程よいコシで挿入しやすい栄養用チューブ

ラインナップ

サイズ呼称	外径	有効長	先端形状	側孔	品目コード	JANコード	希望小売価格
18Fr	6.0mm	1500mm	開口	2穴	800-002-0410	4542187243727	12,500円/箱 @2,500円
24Fr	8.0mm				800-002-0411	4542187243734	

5本／箱・EOG滅菌済

 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



注入や吸引、排気などに
使用できるチューブ



先端が開口しており、
さらに2つの側孔が開孔



コネクタには、カテーテルチップタイプの
シリンジが接続でき、吸引が可能



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1027-01-2411