


NEW

ティアレ

大動物用尿道カテーテル

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2997 号




程よいコシで尿道へ挿入しやすいチューブ

ラインナップ

サイズ呼称	外径	有効長	先端形状	側孔数	品目コード	JANコード	希望小売価格
18Fr	6.0mm	1500mm	封止	2穴	800-002-0412	4542187243741	12,500円/箱 @2,500円
24Fr	8.0mm				800-002-0413	4542187243758	
30Fr	10.0mm				800-002-0414	4542187243765	

5本/箱・EOG滅菌済

❗弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❗ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



- ・柔軟且つ、程よいコシのチューブ
- ・コネクタには、カテーテルチップタイプのシリンジが接続でき、吸引が可能
- ・先端は滑らかに封止されており、スムーズな挿入が可能



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



【本 社】

横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

管理 No.1026-2305