

# クリニリーザーバーシステム


## フューバーニードル

### 使用目的

経皮的に行うリザーバーへの薬液投与

### 保 険

材料費：請求不可



ストレートタイプ



アングルタイプ

### 規 格

フューバーニードル

品目コード	タイプ	サイズ呼称×針管長さ	ハブ材質	ハブカラー
003 147 0220	90° アングル タイプ	22G × 19.1mm (3/4")	ポリプロピレン	ブラック
003 145 0220	ストレート タイプ	22G × 25.4mm (1")		
003 146 0220		22G × 38.1mm (1-1/2")		

包装：50本/箱・滅菌済

## TSK ポート用留置針

医療機器認証番号 21700BZZ00351000


クラス分類Ⅱ (管理医療機器)

### 使用目的

リザーバーへの薬液注入

### 保 険

材料費：算定不可



### 規 格

TSKポート用留置針

品目コード	タイプ	サイズ呼称×針管長さ	チューブ長さ	仕様
● 800 001 0296	スタンダード タイプ	0.9mm (20G) × 25mm	110mm	90度 アングルタイプニードル ウイング付き チューブ (PVC製) クランプ付き メスルアーロック キャップ
800 001 0297		0.7mm (22G) × 20mm		
800 001 0298		0.7mm (22G) × 25mm		

●印は受注生産品です。

包装：20本/箱・滅菌済  
製造販売元：栃木精工(株)