


# ティアレ 動物用翼状針

(動物用医療機器届出番号：5 動薬 1398 号)



21G、23G、25Gの  
3サイズをラインナップ

在庫確認しやすい  
小窓付き!



## ラインナップ

サイズ呼称	針	カラーコード	チューブ		品目コード	JANコード	希望小売価格	
	ゲージ×寸法 (外径×有効長)		外径	有効長				
21G×19mm	21G×3/4" (0.8×19mm)	緑	2.3mm	300mm	800-002-0638	4542187245608	1,500円/箱 (1本あたり30円)	
23G×19mm	23G×3/4" (0.6×19mm)	青			800-002-0639			4542187245615
25G×19mm	25G×3/4" (0.5×19mm)	橙			800-002-0640			4542187245622


□ 本品にはポリ塩化ビニルを使用しています。

□ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

□ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

50本/箱・EOG滅菌済

チューブとキャップ付きコネクタは  
透明で内容液の観察が容易



ルアーチップタイプのシリンジが接続可能な  
キャップ付きコネクタ

切れ味の鋭い針を採用し、  
スムーズな穿刺操作が可能



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道  
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp

