

PTCDキット (内瘻用カテーテル)

医療機器承認番号 16200BZZ00586000

+

バイオマリナーII

医療機器認証番号 220AABZX00157000

挿入時(全造影性スタイレット装着)

PTCD及び内外瘻(内外瘻の場合にはルアーキャップを装着)

皮下埋込内瘻(カテーテル留置後、末端を切除しストッパーを装着)

ルアーキャップ

● 内瘻用カテーテル 特長

- ▶ オールシリコーン製のカテーテルは劣化、硬化が起こりにくく、また側孔が10穴あり閉塞しにくい構造になっております。
- ▶ 全造影性スタイレットが標準装備されており、透視下での挿入が容易です。
- ▶ 内外瘻時はルアーキャップ、皮下埋め込み法による内瘻化の際は付属のストッパーを使用することが出来ます。

● バイオマリナーII (非血管用親水性ガイドワイヤー) 特長

- ▶ 親水性コーティングが施され、優れた潤滑性を発揮する操作し易いガイドワイヤーです。
- ▶ シャフト部は適度な腰を持った加工硬化型金属内芯を採用しており、押し込み性能及びトルク伝達性能に優れております。

品目コード	内瘻用カテーテル 規格		バイオマリナーII 規格				JANコード			
	サイズ呼称	全長	外径	全長	シャフト剛性	先端形状				
800 001 1679	8Fr	400mm	0.64mm (0.025")	800mm	スタンダード	アングル	4542187173383			
800 001 1680	10Fr		0.89mm (0.035")		ハード		4542187173390			
800 001 1681	12Fr							4542187173406		
800 001 1682	14Fr								4542187173413	
800 001 1683	16Fr									4542187173420
800 001 1684	18Fr									

包装:各1本/箱・滅菌済

●当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。 ●ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読下さい。