

# RC-T字ドレーン

## 多目的タイプ

### 使用目的

総胆管、肝内胆管挿入用で、胆汁の排出、胆石の摘出、胆道減圧等の処置

### 保 険

材料費：請求可


分野名：029吸引留置カテーテル

分類名：(2)受動吸引型 ②胆膵用

(ア)胆管チューブ

略 称：吸引留置カテ・胆膵用Ⅰ

償還価格：1,960 円



### 特長と利点

1. 胆道造影、胆管洗浄、胆汁採取・検査のできる多目的ルーメン
2. 加工が簡単なチューブ形状
3. 胆管組織への刺激が少ないシリコン製
4. 造影ライン入り

### 規 格

#### RC-T字ドレーン（多目的タイプ）

品目コード	サイズ 呼称	横チューブ			挿幅・挿深さ表示	縦チューブ			デブスマーク
		挿幅	挿深さ	長さ		外径	内径	長さ	
003 063 0150	15Fr	5.0mm	2.3mm以上	80mm		5.0mm	3.0mm	450mm	T字部から 50~200mm まで 50mm 間隔
003 063 0180	18Fr	6.0mm	3.0mm以上			6.0mm	4.0mm		
003 063 0210	21Fr	7.0mm	3.5mm以上			7.0mm	5.0mm		
003 063 0240	24Fr	8.0mm	4.0mm以上			8.0mm	6.0mm		

包装：3本/箱・滅菌済