

# オールシリコンフォーリートレイキット (ローフロー)

クリニー採尿バッグ(ローフロー)付のフォーリートレイキットです。

## ラテックスアレルギーに配慮されたキット内容


- ① **ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025%「ヨシダ」**  
容量30mLの滅菌製剤です。
- ② **手袋**  
ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。
- ③ **綿棒3本**  
綿球をピンセットでつまむ必要が無いので、操作性が高く、簡便に手技ができます。
- ④ **ガーゼ2枚**  
サイズは280×160mmと充分な大きさです。
- ⑤ **敷布2枚**  
敷布は片面撥水コーティングが施されています。
- ⑥ **滅菌済精製水入りバルーン拡張器**  
予め滅菌済精製水が充填されているので準備の手間がいらず、看護業務の効率化が図れます。
- ⑦ **潤滑ゼリー**  
扱いやすい水溶性潤滑ゼリーです。カテーテルの挿入性を向上させます。



## ベンザルコニウム塩化物 消毒液0.025%「ヨシダ」

### 早い殺菌効果

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%「ヨシダ」は、表記菌種に対し15秒の作用で殺菌効果を示しました。(カンジダには滅菌率99.9%以上(ME>3)、それ以外の菌種には滅菌率99.99%以上(ME>4))



## オールシリコン製フォーリーカテーテル



- シリコン製なのでラテックスアレルギーの心配がなく、生体に優しいカテーテルです。尿成分や結石の付着が少なく、劣化もしにくいです。
- 先端が短く、膀胱壁への刺激を低減させます。
- 内腔が広いので、流量を確保できます。

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
800 001 3318	12Fr	5mL	○ ホワイト	4542187189858
800 001 3319	14Fr		● グリーン	4542187189865
800 001 3320	16Fr		● オレンジ	4542187189872
800 001 3321	18Fr		● レッド	4542187189889
800 001 3322	12Fr	10mL	○ ホワイト	4542187189896
800 001 3323	14Fr		● グリーン	4542187189902
800 001 3324	16Fr		● オレンジ	4542187189919
800 001 3325	18Fr		● レッド	4542187189926
800 001 3326	20Fr		● イエロー	4542187189933
800 001 3327	22Fr		● バイオレット	4542187189940
800 001 3328	24Fr	● ブルー	4542187189957	

カテーテル全長 430mm 包装 10キット / 箱・滅菌済 医療機器認証番号:223ACBZX00083000