

オールシリコンフォーリートレイキット (3ウェイ)


3ウェイ型フォーリーカテーテルの
トレイキットです。

■ラテックスアレルギーに配慮されたキット内容

- ① **ベンザルコニウム塩化物消毒液
0.025%「ヨシダ」**
容量30mLの滅菌製剤です。
- ② **手袋**
ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。
- ③ **綿棒3本**
綿球をピンセットでつまむ必要が無いので、操作性が高く、簡便に手技ができます。
- ④ **ガーゼ2枚**
サイズは280×160mmと充分な大きさです。
- ⑤ **敷布2枚**
敷布は片面撥水コーティングが施されています。
- ⑥ **滅菌水入りバルーン拡張器**
予め滅菌済精製水が充填されているので準備の手間がいらす、看護業務の効率化が図れます。
- ⑦ **潤滑ゼリー**
扱いやすい水溶性潤滑ゼリーです。カテーテルの挿入性を向上させます。



3ウェイ型フォーリーカテーテル



- 膀胱の持続的洗浄に最適な3ウェイカテーテルです。シリコン製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。
- 内腔が広いので、効率よく灌流が可能です。

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	バルブカラー	JANコード
800 001 4926	14Fr	15mL	● グリーン	4542187205787
800 001 4927	16Fr	20mL	● オレンジ	4542187205794
800 001 4928	18Fr	20mL	● レッド	4542187205800
800 001 4929	20Fr	30mL	● イエロー	4542187205817


カテーテル全長 430mm 包装 10キット / 箱・滅菌済 医療機器認証番号: 223ACBZX00083000

ベンザルコニウム塩化物 消毒液0.025%「ヨシダ」

早い殺菌効果

ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%「ヨシダ」は、表記菌種に対し15秒の作用で殺菌効果を示しました。(カンジダには滅菌率99.9%以上 (ME>3)、それ以外の菌種には滅菌率99.99%以上 (ME>4))

各種細菌に対する殺菌効果



<吉田製薬株式会社提供データ>