

Tierrett ロングフォーリーカテーテル

動物用医療機器届出番号：第26-3980号

“軽量”で“コンパクト”を追求したバルーンカテーテル



○特長

- ・からだに優しいシリコン製
- ・軽量・コンパクトな接続部
- ・十分なチューブ有効長

“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



クリエートメディック株式会社



Tierrett ロングフォーリーカテーテル

製品の特長

○邪魔にならない **軽量・コンパクトな接続部**

>当社比 重量比約 50%。長さ比約 55%



○挿入性を向上させる

適度なコシの **スタイレット** 付き

○挿入深さがわかる **深度マーク** 付き

>接続部側から 200mm に印刷



○必要に応じて使える **止め栓** 付き



○材質は、

からだに優しい **シリコーン** 製

>尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます

製品規格

○十分なチューブ長さで、症例にあわせて選べる **6タイプ**

サイズ 呼称	外径	バルーン 容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	650mm	800-001-3467	4542187191356
			750mm	800-001-3468	4542187191363
			850mm	800-001-3469	4542187191370
8Fr	2.7mm	3mL	650mm	800-001-3470	4542187191387
			750mm	800-001-3471	4542187191394
			850mm	800-001-3472	4542187191400

5本/箱 ・EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

【本社】 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25 TEL (045) 943-2611 <http://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療事業部 北海道事業部 TEL (0126) 25-3777 FAX (0126) 25-3822

動物医療事業部 水戸事業部 TEL (029) 243-9411 FAX (029) 243-9431

e-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp