


ティアレ フォーリーカテーテル

動物用医療機器届出番号：28動薬第1077号

“動物専用設計” で “先生の使いやすさ” を追求しました。



“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



ティアレ フォーリーカテーテル

製品の特長

○変換プラグ不要

カテーテルチップ、ルアーチップ、
止め栓と3つの使い方が出来ます。



○邪魔にならない**軽量・コンパクト**な接続部 ○**埋込バルブ**

バルブが皮膚に直接触れない設計で
スキントラブルのリスクを軽減



○挿入性を向上させる

適度なコシの **スタイレット** 付き



○材質は、からだに優しい **シリコーン** 製

➢尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。

製品規格

サイズ 呼称	外 径	バルーン 容量	有効長	品目コード	JAN コード
6 F r	2.0mm	1mL	300mm	800-001-4611	4542187202823
8 F r	2.7mm	3mL	300mm	800-001-4612	4542187202830

5 本/箱 ・EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本
西日本

TEL: (029)243-9411
TEL: (080)4943-3925
FAX: (029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp

