

Tierrett


ウロステント

猫用 尿管ステントチューブ

動物用医療機器届出番号：28 動薬第 2111 号

猫の“尿管ステントチューブ”を

Made in Japan で“フルラインナップ”



○特長

- 症例にあわせて選べる8タイプをラインナップ
- ステント&ダイレーターチューブに親水性コートを付与
- 柔軟でコシのあるポリウレタン製

“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、

ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、
クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



クリエートメディック株式会社

Tierrett ウロステント

特長 I

○ステントは柔軟でコシのある


ポリウレタン製チューブ

- 挿入性に優れた丁寧な仕上げの先端部



特長 II

○ステントとダイレーターチューブは、**親水性コート**で優れた挿入性



特長 III

○2.1Fr、2.5Frのチューブサイズと長さから、症例にあわせて選べる**8タイプ**

製品規格

サイズ 呼称	外 径 内 径	付属品	有効長	品目コード	JANコード	推奨 ガイドワイヤー (別売)
2.1Fr 色：グリーン	外径：0.71 内径：0.45 単位：mm	ダイレーターチューブ 外径：0.73mm	80mm	800-001-4487	4542187201581	Tierrett ガイドワイヤー 0.016"
			100mm	800-001-4488	4542187201598	
			120mm	800-001-4489	4542187201604	
			140mm	800-001-4490	4542187201611	
			160mm	800-001-4491	4542187201628	
2.5Fr 色：ブルー	外径：0.83 内径：0.53 単位：mm	ダイレーターチューブ 外径：0.86mm	120mm	800-001-4492	4542187201635	Tierrett ガイドワイヤー 0.018"
			140mm	800-001-4493	4542187201642	
			160mm	800-001-4494	4542187201659	

1本/箱 ・EOG 滅菌

ご使用に際しては、推奨ガイドワイヤー「Tierrett ガイドワイヤー」(別売)を併せてご使用下さい。

弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

【お問い合わせ先】 動物医療事業部 北海道事業部 TEL (0126) 25-3777 FAX (0126) 25-3822
動物医療事業部 水戸事業部 TEL (029) 243-9411 FAX (029) 243-9431
e-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp

【本社】 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25

<http://www.createmedic.co.jp>

