

リニューアル
新発売!

ティアレ 大動物用輸液セット

輸液用器具

(動物用医療機器届出番号：29動薬第508号)

ご好評いただいている大動物用輸液セットがリニューアル!
従来品の機能に加え、これまで以上に使いやすくなりました



本製品は、『社台ホースクリニック』様にご監修いただき開発しました

ティアレ 大動物用輸液セット の特長をご紹介します

特長

1

大流量が可能な太径チューブ

好評の太径（内径 4.0mm）のチューブはそのまま、
コイル径を大きくし、さらに伸長時の長さを 500mm 長くしました。
これにより、より広い範囲での使用が可能となりました。



特長

2

輪転ロック式コネクタを採用

静脈留置針（カテーテル）※を接続するコネクタに
輪転ロック式を採用しました。
チューブをねじることなく、確実な接続が可能となります。

※静脈留置針（カテーテル）は本品には付属しておりません



特長

3

安心の国内工場生産品

国内工場での生産、販売により、
輸入品に比べ購入にかかわる手続きなど手間が少なく
スムーズにご使用いただけます。



製品規格等

落下方式	公称滴数	主な仕様			
自然落下式	1 ml ≒20 滴	コイルチューブ長さ	収縮時：280mm / 伸長時：4000mm		
		導管チューブ長さ	1200mm（含む、混注ポート）		
		チューブ径	コイルチューブ：内径 4.0mm/導管チューブ：内径 4.0mm		
		付属品	排液口キャップ、保護キャップ（スパイク針、ルアーコネクタ） 固定用タイラップ ※本品に静脈留置針等は付属しておりません。		
品目コード	800-001-5064	JAN コード	4542187207163	希望小売価格	¥5,600/本 ¥28,000/箱

本品にはポリ塩化ビニルを使用しております。
 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご確認ください。

ティアレ 大動物用輸液セットは EOG 滅菌済、5本/1箱入り

