

## 胃力テータル

## 胃腸カテーテル 栄養用 ファネルキャップ付

## 使用目的

経口栄養摂食不能症例に対する胃内への経鼻の栄養投与

## 保 険

材料費：請求可


分野名：026 栄養カテーテル

分類名：(1) 経鼻用 ①一般用

略 称：栄養カテ・経鼻・一般型

償還価格：183円

※ 医科以外は、別表Ⅰ在宅・別表Ⅴ歯科・別表Ⅶ調剤をご参照ください。



## 特長と利点

1. ファネル部は、医療事故対策のために設定された厚生労働省基準〈経腸栄養ラインの接続部に関する基準(平成12年8月31日医薬発第888号)〉に適合
2. 接続する栄養ラインまたは注入器に合わせて、グリーンとイエローのどちらかを選択可能
3. 栄養投与を行わないときは、キャップをすることでチューブ内腔を清潔に保つことができ、また簡便な操作も可能

## 規 格

## 胃腸カテーテル 栄養用 ファネルキャップ付

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	キャップ付 ファネル色	全 長 (mm)	仕 様	デブスマーク
800 000 4924	10Fr (緑)	3.3-2.0	グリーン	1250	造影ライン入り 先端開孔 側孔4穴	先端から 35～50cmまで5cm間隔、 50～90cmまで10cm間隔 (45は強調マーク)
800 000 4925	12Fr (緑)	4.0-2.4				
800 000 4926	14Fr (緑)	4.7-2.9				
800 000 4927	16Fr (緑)	5.3-3.3				
800 000 4928	10Fr (黄)	3.3-2.0	イエロー	1250	造影ライン入り 先端開孔 側孔4穴	先端から 35～50cmまで5cm間隔、 50～90cmまで10cm間隔 (45は強調マーク)
800 000 4929	12Fr (黄)	4.0-2.4				
800 000 4930	14Fr (黄)	4.7-2.9				
800 000 4931	16Fr (黄)	5.3-3.3				

包装：10本/箱・滅菌済

## 材料価格基準（令和2年4月現在）

### 別表Ⅰ 在宅

〔診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格〕

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ			
(1) 一般型			
①カフ付き気管切開チューブ			
ア カフ上部吸引機能あり			
い 一重管	¥4,190	732730000	クリニートラキオストミーチューブ（カフ付 吸引あり）
イ カフ上部吸引機能なし			
い 一重管	¥3,800	732750000	気管切開チューブ（B型）、クリニートラキオストミーチューブ（カフ付 吸引なし）
②カフなし気管切開チューブ	¥4,080	732770000	クリニートラキオストミーチューブ（カフなし）
004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル			
(2) 2管一般（Ⅰ）			
①標準型	¥561	728370000	オールシリコーンフォーリーカテーテル（成人用） 〔単品、タイプCU、トレイキット〕
②閉鎖式導尿システム	¥645	710010897	オールシリコーンフォーリーカテーテル〔トレイキットBC液付、精密計バッグ付、ローフロアー〕
(5) 特定（Ⅰ）	¥2,090	728400000	オールシリコーンフォーリーカテーテル（小児用）、オールシリコーンフォーリーカテーテル 3WAY〔単品、トレイキット〕、チーマンバルーンカテーテル
005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用	¥183	732800000	胃カテーテル【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用	¥1,630	732820000	シリコーンEDチューブ【ISO 80369-3対応品含む】
007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ			
(1) 化学療法用	¥3,240	710010649	アキュフューザー（持続タイプ） ※抗悪性腫瘍製剤等を使用の場合
(2) 標準型	¥3,150	710010300	アキュフューザー（持続タイプ）【ISO 80369-6対応品含む】※上記（1）以外で使用的場合
(3) PCA型	¥4,330	710010909	アキュフューザー（ボラス注入付加タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】
011 膀胱瘻用カテーテル			
材料価格	¥3,790	721001000	膀胱瘻バルーンカテーテル
012 交換用胃瘻カテーテル			
(1) 胃留置型			
① パンパー型			
ア ガイドワイヤーあり	¥21,700	721002000	経皮腹壁のPEGキット（交換用パンパーカテーテルガイドワイヤーセット）【ISO 80369-3対応品含む】
イ ガイドワイヤーなし	¥16,500	721003000	胃瘻ボタン【ISO 80369-3対応品含む】
② バルーン型	¥7,480	721004000	胃瘻交換用カテーテル（扁平、コンパクト、ゼロフラット、リークブロック）、胃瘻クリニカルキット（フラットカテーテルGW付含む）、バルーンボタンガイドワイヤーセット【各ISO 80369-3対応品含む】
(2) 小腸留置型			
② 一般型	¥15,800	721006000	PEG-Jカテーテル、経胃瘻的腸用カテーテル【各ISO 80369-3対応品含む】

## 材料価格基準（令和2年4月現在）

### 別表V 歯科

[歯科点数表の第2章第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格]

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
014 栄養カテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用	¥183	710010143	胃カテーテル【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用	¥1,630	710010146	シリコンEDチューブ【ISO 80369-3対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
015 気管内チューブ			
(1) カフあり			
②カフ上部吸引機能なし	¥569	710010149	クリニー トラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフ付き）、気管内チューブ（スパイラルワイヤー型カフ付 Schroeder Dスタイレットキット）
(2) カフなし	¥616	710010150	クリニー トラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフなし）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
016 胃管カテーテル			
(2) ダブルルーメン			
①標準型	¥447	710010152	サンブカテーテル

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
017 吸引留置カテーテル			
(2) 受動吸引型			
①フィルム・チューブドレーン			
ア フィルム型	¥264	710010156	ストレートドレーン
イ チューブ型	¥897	710010157	マルチドレーン、キャップドレーン、デュアルドレーン

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル			
(2) 2管一般（Ⅰ）			
①標準型	¥561	710010159	オールシリコンフォーリーカテーテル（成人用） [単品、タイプCU、トレイキット]
②閉鎖式導尿システム	¥645	710010968	オールシリコンフォーリーカテーテル [トレイキットBC液付、精密計バッグ付、ローフロアー]
(5) 特定（Ⅱ）	¥2,090	710010162	オールシリコンフォーリーカテーテル（小児用）、オールシリコンフォーリーカテーテル3WAY [単品、トレイキット]、チーマンバルーンカテーテル
(6) 圧迫止血	¥4,610	710010163	ヘマチュリアバルーンカテーテル

材料価格基準（令和2年4月現在）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
030 気管切開後留置用チューブ			
(1) 一般型			
①カフ付き気管切開チューブ			
ア カフ上部吸引機能あり			
i-重管	¥4,190	710010970	クリニー トラキオストミーチューブ（カフ付 吸引あり）
イ カフ上部吸引機能なし			
i-重管	¥3,800	710010972	気管切開チューブ（B型）、クリニー トラキオストミーチューブ（カフ付 吸引なし）
②カフなし気管切開チューブ			
	¥4,080	710010974	クリニー トラキオストミーチューブ（カフなし）

別表Ⅷ 調剤

[別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格]

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
006 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用			
	¥183	737960000	胃カテーテル【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用			
	¥1,630	737980000	シリコーンEDチューブ【ISO 80369-3対応品含む】
008 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ			
(1) 化学療法用	¥3,240	710010978	アキュフューザー（持続タイプ） ※抗悪性腫瘍製剤等を使用の場合
(2) 標準型	¥3,150	710010096	アキュフューザー（持続タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】 ※上記(1)以外で使用の場合
(3) PCA型	¥4,330	710010979	アキュフューザー（ボラス注入付加タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】
009 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ			
(1) 一般型			
①カフ付き気管切開チューブ			
ア カフ上部吸引機能あり			
i-重管	¥4,190	710010795	クリニー トラキオストミーチューブ（カフ付 吸引あり）
イ カフ上部吸引機能なし			
i-重管	¥3,800	710010797	気管切開チューブ（B型）、クリニー トラキオストミーチューブ（カフ付 吸引なし）
②カフなし気管切開チューブ			
	¥4,080	710010799	クリニー トラキオストミーチューブ（カフなし）
010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル			
(2) 2管一般（Ⅰ）			
①標準型	¥561	710010803	オールシリコーンフォーリーカテーテル（成人用） [単品、タイプCU、トレイキット]
②閉鎖式導尿システム	¥645	710010980	オールシリコーンフォーリーカテーテル [トレイキットBC液付、精密計バッグ付、ローフロアー]
(5) 特定（Ⅱ）	¥2,090	710010806	オールシリコーンフォーリーカテーテル（小児用）、オールシリコーンフォーリーカテーテル3WAY [単品、トレイキット]、チーマンバルーンカテーテル