


NEXENT 胃十二指腸用ステント

使用目的

根治的切除不能悪性胃十二指腸狭窄へ施すステント

保 険

材料費：請求可
分野名：157 消化管用ステントセット
分類名：(1) カバーなし
償還価格：216,000円



特長と利点

1. 独自のフック & クロス構造のステントデザインにより適切な柔軟性・拡張力・展開力を実現
2. 点状の新しいX線マーカにより、透視下での視認性が向上
3. 全てのサイズに9Frの細径デリバリーシステムを採用し、3.2mmチャンネル径の内視鏡を通したステント留置が可能

規 格

NEXENT 胃十二指腸用ステント

品目コード	ステント		デリバリーシステム		適正ガイドワイヤー (inch)
	外径 (mm)	全長 (mm)	外径 (サイズ呼称)	有効長 (mm)	
●800 001 5637	18	60	3.0mm (9Fr)	2300	0.035 以下
●800 001 5638		80			
●800 001 5639		100			
●800 001 5640		120			
●800 001 5641	20	60			
●800 001 5642		80			
●800 001 5643		100			
●800 001 5644		120			
800 001 5645	22	60			
800 001 5646		80			
800 001 5647		100			
800 001 5648		120			

●印は受注生産品です

包装：1本/箱・滅菌済

製造元：NEXTBIOMEDICAL CO., LTD.