

経皮腹壁的PEGキット

(クリニー 鮎田式胃壁固定具Ⅱ付)

医療機器承認番号 21700BZZ00153000

ISO 80369-3 対応



経鼻内視鏡でも造設可能な
経皮的アプローチの造設キット

- 経皮的にカテーテルを留置するため術後の創部感染のリスクを低減し、内視鏡の挿入も1回で済みます。
- チューブ型カテーテルなので患者さんの栄養状態が改善し、腹壁が厚くなっても体外ストッパーの調節が可能です。
- ボタン型のように専用の接続チューブが必要ありません。

経皮腹壁的PEGキット (クリニー 鮎田式胃壁固定具Ⅱ付)

発注コード	サイズ呼称	カテーテル仕様	キット内容
800 001 6381	20Fr	<ul style="list-style-type: none"> ・チューブ(外径-内径) : 6.6-4.1mm ・チューブ長 : 176mm ・バンパー部造影性あり ・バンパー接合部から20~100mm まで10mm 間隔のデブスマーク ・先端開口、側孔なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル ・バンパー挿入用補助具 ・クランプ ・ガイドワイヤー 外径 : 1.32mm (0.052") 全長 : 600mm 仕様 : 固定式先端J型(先端軟化型)

包装 : 1キット/箱・E0G 滅菌済

付属器具

※経皮腹壁的 PEG キットをご注文の際は、これらの付属器具が含まれます。



■TSK ガイドニードル

医療機器認証番号：22200BZX00143000
 規格：1.90×72.0mm
 トロッカーポイント(10°)
 製造販売元：株式会社タスク



■クリニーダイレーター

医療機器認証番号：221AABZX00158000
 ダイレーター規格：外径 6.7mm (20Fr) 有効長 200mm 1本
 外径 9.0mm (27Fr) 有効長 200mm 1本
 外径 10.0mm (30Fr) 有効長 200mm 1本
 潤滑ゼリー(潤滑剤) 1袋
 製造販売元：クリエートメディック株式会社



■胃壁固定具Ⅱ（鮎田式胃壁固定具Ⅱ）

医療機器認証番号：22100BZX00268000
 仕様：穿刺針外径 20G (0.9mm)
 穿刺針有効長 81mm
 全長 230mm
 製造販売元：クリエートメディック株式会社



■処置キット（PEG造設用） 医療機器承認番号：21600BZZ00099000

品名	数量	品名	数量
一般用シリンジ 10mL 中口	1本	消毒用スポンジ 8inch (200mm) オレンジ	2個
一般用注射針 (RB) 18G×1・1/2 RB ピンク	1本	穴明ラミオイフ SKAL-33C90T	1枚
ディスプレイ針 23G×70mm 深度目盛付	1本	900mm×900mm φ90	
スカルペル(セーフティ) No.11	1本	消毒用カップ 80mm×80mm×39mm 150mL	1個
モスキート 曲 13cm	1本	ナイロン縫合糸(青) 2-0 40cm×5本入	1袋
ガーゼ 7.5cm×7.5cm 12ply Yカット	5枚	トレイ W135×D240×H50mm 青	1枚
不織布ガーゼ 30cm×30cm 8ツ折	5枚	包装材 JSA-40-0909 900×900mm	1枚

製造販売元：日本メディカルプロダクツ株式会社

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
 □ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。