


食道静脈瘤硬化療法用セット

EIS多目的ガイドチューブ

使用目的

食道静脈瘤硬化療法ガイドチューブ



保 険

材料費：請求可

分野名：097食道静脈瘤硬化療法用セット

分類名：(4)食道静脈瘤硬化療法用ガイドチューブ

償還価格：34,200円

特長と利点

1. 穿刺と止血を容易にする偏心バルーン
2. オリジナル手元バルーン
3. 長さが選べる穿刺ルーメンチューブ

規 格

EIS 多目的ガイドチューブ

品目コード	タイプ	サイズ呼称	対応EIS用 穿刺針外径	外径-有効長	先端バルーン	付属品
●002 281 0180	先端スロット	18.0 φ	21・23・25G (2.1mm 以下)	18.0-450mm	バルーン長：40mm 推奨容量：10~30mL 最大容量：30mL	穿刺ルーメン チューブ2本

●印は受注生産品です

包装：1本/箱・滅菌済