



# カテーテル挿入補助製品

カテーテルの交換、キット製品では対応できない症例に御利用下さい。  
(尚、内針付拡張用カテーテルのみは単品販売しておりません)

## クリニーイントロデューサーシステム

医療機器認証番号 224AIBZX00069000

### (ダイレーター)

滑性のよい先端は、挿入し易い角度で均一にテーパー加工が施されており、  
刺入抵抗が少なく済みます。



### ("T"ハンドルピールアウェイ シースイントロデューサー)

つかみ易い滑り止めの付いた"T"ハンドルは、左右に軽く引っ張るだけで真っ直ぐきれいに裂けます。  
また、シース先端のテーパー加工により挿入性も良好です。



## バイオマリナーⅡ

医療機器認証番号 220AABZX00157000

## クリエートメディック ガイドワイヤー

医療機器承認番号 21600BZZ00554000



親水性コーティングが施された、  
潤滑性を有する非血管用親水性  
ガイドワイヤーです。  
シャフト部は適度な腰があり、  
押し込み性・トルク伝達性に優れます。



均一なテフロンコートにより  
摩擦が小さく、カテーテルを  
スムーズに挿入できます。  
また、先端は柔軟性に富んだ  
J型になっております。

## カテーテル用固定板

### (固定板 C型)



L字型カテーテルガイドはキンク  
を防止し、カテーテルを体表に  
沿わせることができます。

既に留置されているカテーテル  
にもスリットから簡単に装着で  
きます。

### (固定板 D型)



簡単な固定にD型もご用意し  
ております。



CREATE MEDIC CO.,LTD.

# カテーテル挿入補助製品

## クリニートロデューサーシステム

医療機器認証番号 224AIBZX00069000

### ダイレーター

品目コード	サイズ 呼称	外径	対応 ガイドワイヤー外径	有効長	JAN コード
003 180 0050	5Fr	1.7mm	0.89mm(0.035")	203mm	4542187006735
003 180 0060	6Fr	2.1mm	0.97mm (0.038")		4542187006742
003 180 0070	7Fr	2.3mm			4542187006759
003 180 0080	8Fr	2.6mm			4542187006766
003 180 0090	9Fr	2.9mm			4542187006773
003 180 0100	10Fr	3.3mm			4542187006780
003 180 0110	11Fr	3.6mm			4542187006797
003 180 0120	12Fr	3.9mm			4542187006803
003 180 0130	13Fr	4.2mm			4542187006810
003 180 0140	14Fr	4.6mm			4542187006827
003 180 0150	15Fr	4.9mm			4542187006834
003 180 0160	16Fr	5.3mm			4542187006841

包装：5本/箱・滅菌済

### "T" ハンドルピールアウェイシースイントロデューサー

品目コード	サイズ 呼称	シース		対応 ガイドワイヤー外径	有効長	JAN コード
		外径	内径			
003 160 0050	5Fr	2.4mm	1.9mm	0.89mm(0.035")	140mm	4542187006537
003 160 0060	6Fr	2.8mm	2.2mm	0.97mm (0.038")		4542187006544
003 160 0070	7Fr	3.1mm	2.5mm			4542187006551
003 160 0080	8Fr	3.4mm	2.9mm			4542187006568
003 160 0090	9Fr	3.8mm	3.2mm			4542187006575
003 160 0100	10Fr	4.1mm	3.6mm			4542187006582
003 160 0110	11Fr	4.5mm	3.9mm			4542187006599
003 160 0120	12Fr	4.9mm	4.3mm			4542187006605
003 160 0130	13Fr	5.2mm	4.6mm			4542187006612
003 160 0140	14Fr	5.5mm	5.0mm			4542187006629
003 160 0150	15Fr	5.8mm	5.3mm			4542187006636
003 160 0160	16Fr	6.2mm	5.6mm			4542187006643

包装：5本/箱・滅菌済

## バイオマリナーⅡ

医療機器認証番号 220AABZX00157000

品目コード	外径	全長	シャフト剛性	先端形状	JAN コード	
800 001 0440	0.64mm (0.025")	80cm	スタンダード	アングル	4542187160949	
800 001 0441		150cm		アングル	4542187160956	
800 001 0446		80cm		ストレート	4542187161007	
800 001 0447		150cm		ストレート	4542187161014	
800 001 0442	0.81mm (0.032")	150cm		アングル	4542187160963	
800 001 0448	0.89mm (0.035")	80cm		アングル	4542187161021	
800 001 0443				150cm	アングル	4542187160970
800 001 0444				80cm	アングル	4542187160987
800 001 0449				150cm	アングル	4542187161038
800 001 0450	0.97mm (0.038")	150cm		ストレート	4542187161045	
800 001 0445				80cm	ストレート	4542187160994
800 001 0451				150cm	ストレート	4542187161052
800 001 0452				0.89mm (0.035")	80cm	アングル
800 001 0453	150cm	アングル				4542187161076
800 001 0455	80cm	アングル				4542187161090
800 001 0456	150cm	ストレート				4542187161106

包装：5本/箱・滅菌済

## クリエートメディック ガイドワイヤー

医療機器承認番号 21600BZZ00554000

品目コード	外径	規格	全長	仕様	JAN コード
011 060 0000	0.46mm(0.018")	3mmJ 固定	800mm	テフロンコート	4571179348089
011 080 0000	0.64mm(0.025")	6mmJ 固定			4571179348102
011 100 0000	0.89mm(0.035")	6mmJ 可動			4571179348119
011 100 1000		3mmJ 固定			4571179348096

包装：5本/箱・滅菌済

## カテーテル用固定板 雑品

### C型

品目コード	サイズ 呼称	適応カテーテル サイズ呼称	付属品	JAN コード
001 102 0010	No.1	6Fr・7Fr	固定用タイ 2本	4542187001686
001 102 0020	No.2	8Fr・10Fr		4542187001693
001 102 0030	No.3	12Fr・14Fr		4542187001709
001 102 0040	No.4	16Fr・18Fr		4542187001716
001 102 0050	No.5	20Fr・22Fr・24Fr		4542187001723


包装：5個/箱・滅菌済

### D型

品目コード	サイズ 呼称	適応カテーテル サイズ呼称	付属品	JAN コード
001 103 0010	S	6Fr～12Fr	固定用タイ 1本	4542187001730
001 103 0030	L	16Fr～20Fr		4542187001747

包装：5個/箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>