



CREATE MEDIC CO.,LTD.

Endo Silicone Loop Band

エンドシリコンループバンド



極細シリコーンゴムの伸縮性が、 安全・確実なESDをサポート

■ 製品特徴

高い牽引力


シリコーンゴムの伸縮により、たるみのない適度な牽引を維持します

一般的な内視鏡 クリップと併用可能

内視鏡クリップのアームに通すだけで簡単に装着・使用できます

簡単な回収方法

一定の張力に達した時点で切断されるので、回収が容易です



品目コード	製品名	適合鉗子口径	JANコード
800-002-1196	エンドシリコーンループバンド	2.8mm	4980679196500

■ 一般名称: 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

■ 届出番号: 14B2X00025000060

※ご使用に際しては、必ず電子添文をご一読ください。

包装: 10袋/箱・滅菌済

● 1袋に1個入り

製造販売業者



販売業者



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>