


クリエートメディック ウロダイナミックカテーテル

医療機器承認番号 21600BZZ00553000

UPP カテーテル（尿道内圧測定用カテーテル）

尿道や膀胱は排尿あるいは蓄尿機能に占める役割が大きく、とりわけ内圧は重要な意義をもちます。

UPPカテーテル（尿道内圧測定用カテーテル）は内圧をより正確に測定し、尿失禁や排尿困難などの鑑別診断や、神経因性膀胱のパターン分類に有効なデータを提供します。



1. 伸びの少ない材質を使用しており、より正確な測定が可能です。
2. 測定孔の位置、大きさ、マーキング等には特に正確を期しております。

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	側孔	デプスマーク	全長 (mm)	JAN コード
001 180 0080	8Fr	2.7 — 1.4	先端より 20mm に 2 孔	側孔から 10～200mm まで 10mm 間隔	360	4571179347822
001 180 0100	10Fr	3.3 — 1.6				4571179347839
001 180 0120	12Fr	4.0 — 2.0				4571179347846

包装：10本／箱・滅菌済