

ネフロストミーキット

腎盂バルーン型交換キット

使用目的

既に留置されている腎瘻用カテーテルの腎盂バルーン型交換用セット

保 険

材料価格基準（令和2年4月現在）
別表Ⅱ 医科031腎瘻又は膀胱瘻用材料及び
197ガイドワイヤー、198ドレナージカテー
テル 組み合わせ表をご参照ください。



特長と利点

1. ピッグテール型などの径の細いカテーテルからでも腎盂バルーンカテーテルへの交換がスムーズに可能
2. スタイレットはステンレススチール製なのでコシが強く挿入性に優れており、カテーテル内腔における滑性が良い為スムーズにスタイレットを抜去可能
3. バルーン部はフラットタイプなので段差が少なく、且つ扁平バルーンなので少ないスペースで留置可能

規 格

ネフロストミーキット（腎盂バルーン型交換キット）

品目コード	サイズ呼称	カテーテル	バルーン容量	ガイドワイヤー	ダイレクター
800 000 6692	14Fr	カテーテル（スタイレット付） 全長 340mm デブスマーク 先端から 50～200mm まで 10mm 間隔	2mL	外径 0.89mm (0.035") 全長 800mm	サイズ呼称 10・12・14・16Fr 有効長 203mm 計 4 本
800 000 6693	16Fr		3mL	3mmJ 固定式	サイズ呼称 10・12・14・ 16・18Fr 有効長 203mm 計 5 本

包装：1 キット/箱・滅菌済

材料価格基準（令和2年4月現在）

別表Ⅱ 医科

[医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格]

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
010 血管造影用マイクロカテーテル			
(1) オーバーザワイヤー			
①選択的アプローチ型			
(ア) ブレードあり	¥37,900	732970000	マイクロカテーテル（ポルティエ、ミラポーⅡ、ロウス、nano、デルニエールシリーズ）
②造影能強化型	¥30,400	732990000	マイクロカテーテル（リパージュ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
012 血管造影用ガイドワイヤー			
(2) 微細血管用	¥13,700	738210000	ダジュールワイヤー、パッセ

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル			
	¥1,120	728040000	三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
019 携帯型ディスプレイ注入ポンプ			
(1) 化学療法用	¥3,240	710010651	アキュフェューザー（持続タイプ） ※抗悪性腫瘍製剤等を使用の場合
(2) 標準型	¥3,150	738240000	アキュフェューザー（持続タイプ）【ISO 80369-6対応品含む】 ※上記（1）以外で使用の場合
(3) PCA型	¥4,330	710010912	アキュフェューザー（ボラス注入付加タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
026 栄養カテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用	¥183	733220000	胃カテーテル 【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用	¥1,630	733240000	シリコーンEDチューブ 【ISO 80369-3対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
027 気管内チューブ			
(1) カフあり			
②カフ上部吸引機能なし	¥569	733280000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフ付き）、気管内チューブ（スパイラルワイヤー型カフ付 Schroeder Dスタイルットキット）
(2) カフなし	¥616	733290000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフなし）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
028 胃管カテーテル			
(2) ダブルルーメン			
①標準型	¥447	733310000	サンブカテーテル

材料価格基準（令和2年4月現在）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
029 吸引留置カテーテル			
(1) 能動吸引型			
①胸腔用			
ア 一般型			
i 軟質型	¥1,700	733340000	ソラシックカテーテル
(2) 受動吸引型			
①フィルム・チューブドレーン			
ア フィルム型	¥264	733420000	ストレートドレーン
イ チューブ型	¥897	733430000	マルチドレーン、キャップドレーン、デュアルドレーン
②胆膵用			
ア 胆管チューブ	¥2,000	733440000	RC-T字ドレーン（標準タイプ、多目的タイプ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
030 イレウス用ロングチューブ			
(1) 標準型			
①経鼻挿入型	¥22,500	733480000	イレウスチューブ（Eタイプ）
②経肛門挿入型	¥42,300	733490000	イレウスチューブ（経肛門挿入セット、減圧チューブ）[STタイプ含む]
(2) スプリント機能付加型	¥36,100	733500000	ファーストフィンガー、イレウスチューブ（タイプCP、先導子バルーン型、タイプFC含む）、親水性イレウスチューブ（タイプCP、先導子バルーン型、タイプCP-II、タイプCP-ES、NTタイプ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
031 腎瘻又は膀胱瘻用材料			
(1) 腎瘻用カテーテル			
①ストレート型	¥740	738260000	(単品) 三孔先穴カテーテル
②マレコ型	¥6,090	738280000	(単品) マレコットカテーテル [PUタイプ含む]
④腎盂バルーン型	¥2,290	738300000	(単品) 腎盂バルーンカテーテル [Fタイプ含む]、リムーバブルファネルカテーテル
(2) 膀胱瘻用カテーテル	¥3,790	738310000	(単品) 膀胱瘻バルーンカテーテル
(3) ダイレーター			
①シースあり	¥2,490	710010913	Tハンドルシースダイレーター
②シースなし	¥2,140	710010914	ダイレーター
(4) 穿刺針	¥1,910	710010916	US対応穿刺針、超音波穿刺針
(5) 膀胱瘻用穿孔針	¥5,820	710010917	
機能区分の組み合わせで請求			ネフロストミーキット（ビッグテール型、マレコット型、腎盂バルーン型）、ネフロストミーキット（腎盂バルーン型交換キット）、膀胱瘻カテーテル（造設キット）

031腎瘻又は膀胱瘻用材料」及び「197 ガイドワイヤー」、「198 ドレナージカテーテル」 組み合わせ表

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
ネフrostミーキット (ビッグテール型) 8・9・10Fr	・ダイレーター (6or7F)	031(3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー 198 ドレナージカテーテル	¥2,140	1本	¥15,750
	・ダイレーター (8or9F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針(18G)		¥1,910	1本	
	・造影針(22G)		¥1,910	1本	
	・ガイドワイヤー		¥1,950	1本	
	・ビッグテールカテーテル		¥5,700	1本	
ネフrostミーキット (マレコット型) 10Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥18,280
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
	・造影針 (22G)		¥1,910	1本	
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (マレコット型) 12Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥20,420
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (マレコット型) 14Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥22,560
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (15F)		¥2,140	1本	
・超音波穿刺針 (18G)	¥1,910	1本			
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (腎盂バルーン型) 12Fr	・腎盂バルーン	031(1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥2,290	1本	¥16,620
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (腎盂バルーン型) 14Fr	・腎盂バルーン	031(1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥2,290	1本	¥18,760
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (15F)		¥2,140	1本	
・超音波穿刺針 (18G)	¥1,910	1本			
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
ネフrostミーキット (腎盂交換キット) 14Fr	<ul style="list-style-type: none"> ・腎盂バルーン ・ダイレーター (10F) ・ダイレーター (12F) ・ダイレーター (14F) ・ダイレーター (16F) ・ガイドワイヤー 	031 (1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし 197 ガイドワイヤー	¥2,290 ¥2,140 ¥2,140 ¥2,140 ¥2,140 ¥1,950	1本 1本 1本 1本 1本 1本	¥12,800
ネフrostミーキット (腎盂交換キット) 16Fr	<ul style="list-style-type: none"> ・腎盂バルーン ・ダイレーター (10F) ・ダイレーター (12F) ・ダイレーター (14F) ・ダイレーター (16F) ・ダイレーター (18F) ・ガイドワイヤー 	031 (1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし 197 ガイドワイヤー	¥2,290 ¥2,140 ¥2,140 ¥2,140 ¥2,140 ¥2,140 ¥1,950	1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本	¥14,940
膀胱瘻造設キット 14Fr	<ul style="list-style-type: none"> ・膀胱瘻用カテーテル ・穿孔針 	031 (2) 膀胱瘻用カテーテル (5) 膀胱瘻用穿孔針	¥3,790 ¥5,820	1本 1本	¥9,610

※ 上記組み合わせは弊社の見解となります。

※ 各ネフrostミーキットは、使用したカテーテルと、造設時にガイドワイヤー、ダイレーター、穿孔針を使用した場合、いずれの材料も原則として1本を限度して算定する。2本以上を算定する場合は、詳細な理由をレセプト用紙の摘要欄に記載。

※ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿孔針及び膀胱瘻用穿孔針は別に請求できません。

注] 上記記載の定義は、現在の見解ですので、今後の厚生労働省の通知によって変わる可能性も想定されます。