

# ネフrostミーキット

## ビッグテール型

## マレコット型

## 腎盂バルーン型

### 使用目的

経皮的に腎瘻を造設し、腎盂内へカテーテルを留置することによる排尿を目的とする腎瘻造設術用キット

### 保 険

材料価格基準（令和2年4月現在）  
別表Ⅱ 医科031腎瘻又は膀胱瘻用材料及び  
197ガイドワイヤー、198ドレナージカテーテル 組み合わせ表をご参照ください。



### 特長と利点

ビッグテール型・マレコット型・腎盂バルーン型の3種類のカテーテルから選択できます



ビッグテール型



マレコット型



腎盂バルーン型

※規格につきましては、右表をご参照ください。

## クリニー接続チューブ

医療機器届出番号：14B1X00007000016

クラス分類Ⅰ（一般医療機器）

### 規 格

#### 接続チューブ

品目コード	内 径	外 径	有効長
001 284 0030	3.7mm	6.0mm	275mm

包装：10本/箱・滅菌済



## 規 格

### ネフrostミーキット (ビッグテール型)

品目コード	サイズ 呼称	カテーテル	造影針	固定針	超音波 穿刺針	ガイド ワイヤー	ダイ レーター	固定板	接続 チューブ	ガイド針
001 283 0080	8Fr	ビッグテール 8Fr 有効長 215mm ループ径 20mm	外径 0.71mm	外径 1.83mm	外径 1.26mm	外径 0.89mm (0.035")	サイズ呼称 6・8Fr 有効長 203mm 計 2本	No.2	内・外径 3.7mm-6.0mm 有効長 275mm	外径 (17G) 有効長 300mm
001 283 0090	9Fr	ビッグテール 9Fr 有効長 215mm ループ径 20mm	(22G) 有効長 200mm	(15G) 有効長 75mm	(18G) 有効長 200mm	全長 800mm	サイズ呼称 7・9Fr 有効長 203mm 計 2本			
001 283 0100	10Fr	ビッグテール 10Fr 有効長 215mm ループ径 20mm	(ブラック)		(ピンク)	3mmJ型 固定式	サイズ呼称 7・9Fr 有効長 203mm 計 2本			

包装：1 キット/箱・滅菌済

### ネフrostミーキット (マレコット型)

品目コード	サイズ 呼称	カテーテル	造影針	固定針	超音波 穿刺針	ガイド ワイヤー	ダイ レーター	固定板	接続 チューブ	ガイド針
001 282 0100	10Fr	マレコット 10Fr 有効長 330mm ウィング径 12mm スタイルット (2本)	外径 0.71mm	外径 1.83mm	外径 1.26mm	外径 0.89mm (0.035")	サイズ呼称 7・9・11Fr 有効長 203mm 計 3本	No.2	内・外径 3.7mm-6.0mm 有効長 275mm	なし
001 282 0120	12Fr	マレコット 12Fr 有効長 330mm ウィング径 14mm スタイルット (2本)	(22G) 有効長 200mm	(15G) 有効長 75mm	(18G) 有効長 200mm	全長 800mm	サイズ呼称 7・9・11・13Fr 有効長 203mm 計 4本			
001 282 0140	14Fr	マレコット 14Fr 有効長 330mm ウィング径 16mm スタイルット (2本)	(ブラック)		(ピンク)	3mmJ型 固定式	サイズ呼称 7・9・11・13・ 15Fr 有効長 203mm 計 5本			

包装：1 キット/箱・滅菌済

### ネフrostミーキット (腎盂バルーン型)

品目コード	サイズ 呼称	カテーテル	バルーン 容量	造影針	固定針	超音波 穿刺針	ガイド ワイヤー	ダイ レーター	固定板	接続 チューブ	ガイド針
800 000 3920	12Fr	ネフrostミーキット 専用カテーテル (スタイルット付) 全長 340mm	1.5mL	外径 0.71mm (22G)	外径 1.83mm (15G)	外径 1.26mm (18G)	外径 0.89mm (0.035")	サイズ呼称 7・9・11・ 13Fr 有効長 203mm 計 4本	No.3	なし	なし
800 000 3921	14Fr		2.0mL	有効長 200mm (ブラック)	有効長 75mm	有効長 200mm (ピンク)	全長 800mm	サイズ呼称 7・9・11・ 13・15Fr 有効長 203mm 計 5本			

包装：1 キット/箱・滅菌済

## 材料価格基準（令和2年4月現在）

### 別表Ⅱ 医科

[医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格]

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
010 血管造影用マイクロカテーテル			
(1) オーバーザワイヤー			
①選択的アプローチ型			
(ア) ブレードあり	¥37,900	732970000	マイクロカテーテル（ポルティエ、ミラポーⅡ、ロウス、nano、デルニエールシリーズ）
②造影能強化型	¥30,400	732990000	マイクロカテーテル（リバージュ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
012 血管造影用ガイドワイヤー			
(2) 微細血管用	¥13,700	738210000	ダジュールワイヤー、パッセ

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル			
	¥1,120	728040000	三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
019 携帯型ディスプレイ注入ポンプ			
(1) 化学療法用	¥3,240	710010651	アキュフェューザー（持続タイプ） ※抗悪性腫瘍製剤等を使用の場合
(2) 標準型	¥3,150	738240000	アキュフェューザー（持続タイプ）【ISO 80369-6対応品含む】 ※上記（1）以外で使用の場合
(3) PCA型	¥4,330	710010912	アキュフェューザー（ボラス注入付加タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
026 栄養カテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用	¥183	733220000	胃カテーテル 【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用	¥1,630	733240000	シリコーンEDチューブ 【ISO 80369-3対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
027 気管内チューブ			
(1) カフあり			
②カフ上部吸引機能なし	¥569	733280000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフ付き）、気管内チューブ（スパイラルワイヤー型カフ付 Schroeder Dスタイルットキット）
(2) カフなし	¥616	733290000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフなし）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
028 胃管カテーテル			
(2) ダブルルーメン			
①標準型	¥447	733310000	サンブカテーテル

材料価格基準（令和2年4月現在）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
029 吸引留置カテーテル			
(1) 能動吸引型			
①胸腔用			
ア 一般型			
i 軟質型	¥1,700	733340000	ソラシックカテーテル
(2) 受動吸引型			
①フィルム・チューブドレーン			
ア フィルム型	¥264	733420000	ストレートドレーン
イ チューブ型	¥897	733430000	マルチドレーン、キャップドレーン、デュアルドレーン
②胆膵用			
ア 胆管チューブ	¥2,000	733440000	RC-T字ドレーン（標準タイプ、多目的タイプ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
030 イレウス用ロングチューブ			
(1) 標準型			
①経鼻挿入型	¥22,500	733480000	イレウスチューブ（Eタイプ）
②経肛門挿入型	¥42,300	733490000	イレウスチューブ（経肛門挿入セット、減圧チューブ）[STタイプ含む]
(2) スプリント機能付加型	¥36,100	733500000	ファーストフィンガー、イレウスチューブ（タイプCP、先導子バルーン型、タイプFC含む）、親水性イレウスチューブ（タイプCP、先導子バルーン型、タイプCP-II、タイプCP-ES、NTタイプ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
031 腎瘻又は膀胱瘻用材料			
(1) 腎瘻用カテーテル			
①ストレート型	¥740	738260000	(単品) 三孔先穴カテーテル
②マレコ型	¥6,090	738280000	(単品) マレコットカテーテル [PUタイプ含む]
④腎盂バルーン型	¥2,290	738300000	(単品) 腎盂バルーンカテーテル [Fタイプ含む]、リムーバブルファネルカテーテル
(2) 膀胱瘻用カテーテル	¥3,790	738310000	(単品) 膀胱瘻バルーンカテーテル
(3) ダイレーター			
①シースあり	¥2,490	710010913	Tハンドルシースダイレーター
②シースなし	¥2,140	710010914	ダイレーター
(4) 穿刺針	¥1,910	710010916	US対応穿刺針、超音波穿刺針
(5) 膀胱瘻用穿孔針	¥5,820	710010917	
機能区分の組み合わせで請求			ネフロストミーキット（ビッグテール型、マレコット型、腎盂バルーン型）、ネフロストミーキット（腎盂バルーン型交換キット）、膀胱瘻カテーテル（造設キット）

## 031腎瘻又は膀胱瘻用材料」及び「197 ガイドワイヤー」、「198 ドレナージカテーテル」 組み合わせ表

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
ネフrostミーキット (ビッグテール型) 8・9・10Fr	・ダイレーター (6or7F)	031(3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー 198 ドレナージカテーテル	¥2,140	1本	¥15,750
	・ダイレーター (8or9F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針(18G)		¥1,910	1本	
	・造影針(22G)		¥1,910	1本	
	・ガイドワイヤー		¥1,950	1本	
	・ビッグテールカテーテル		¥5,700	1本	
ネフrostミーキット (マレコット型) 10Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥18,280
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
	・造影針 (22G)		¥1,910	1本	
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (マレコット型) 12Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥20,420
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (マレコット型) 14Fr	・マレコットカテーテル	031(1)腎瘻カテ②マレコ型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥6,090	1本	¥22,560
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (15F)		¥2,140	1本	
・超音波穿刺針 (18G)	¥1,910	1本			
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (腎盂バルーン型) 12Fr	・腎盂バルーン	031(1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥2,290	1本	¥16,620
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・超音波穿刺針 (18G)		¥1,910	1本	
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			
ネフrostミーキット (腎盂バルーン型) 14Fr	・腎盂バルーン	031(1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (4)穿刺針 (4)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥2,290	1本	¥18,760
	・ダイレーター (7F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (9F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (11F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (13F)		¥2,140	1本	
	・ダイレーター (15F)		¥2,140	1本	
・超音波穿刺針 (18G)	¥1,910	1本			
・造影針 (22G)	¥1,910	1本			
・ガイドワイヤー	¥1,950	1本			

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
ネフrostミーキット (腎盂交換キット) 14Fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腎盂バルーン</li> <li>・ダイレーター (10F)</li> <li>・ダイレーター (12F)</li> <li>・ダイレーター (14F)</li> <li>・ダイレーター (16F)</li> <li>・ガイドワイヤー</li> </ul>	031 (1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし 197 ガイドワイヤー	￥2,290 ￥2,140 ￥2,140 ￥2,140 ￥2,140 ￥1,950	1本 1本 1本 1本 1本 1本	￥12,800
ネフrostミーキット (腎盂交換キット) 16Fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腎盂バルーン</li> <li>・ダイレーター (10F)</li> <li>・ダイレーター (12F)</li> <li>・ダイレーター (14F)</li> <li>・ダイレーター (16F)</li> <li>・ダイレーター (18F)</li> <li>・ガイドワイヤー</li> </ul>	031 (1)腎瘻カテ④腎盂バルーン型 (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし (3)ダイレーター②シースなし 197 ガイドワイヤー	￥2,290 ￥2,140 ￥2,140 ￥2,140 ￥2,140 ￥2,140 ￥1,950	1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本	￥14,940
膀胱瘻造設キット 14Fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>・膀胱瘻用カテーテル</li> <li>・穿孔針</li> </ul>	031 (2) 膀胱瘻用カテーテル (5) 膀胱瘻用穿孔針	￥3,790 ￥5,820	1本 1本	￥9,610

※ 上記組み合わせは弊社の見解となります。

※ 各ネフrostミーキットは、使用したカテーテルと、造設時にガイドワイヤー、ダイレーター、穿孔針を使用した場合、いずれの材料も原則として1本を限度して算定する。2本以上を算定する場合は、詳細な理由をレセプト用紙の摘要欄に記載。

※ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿孔針及び膀胱瘻用穿孔針は別に請求できません。

注] 上記記載の定義は、現在の見解ですので、今後の厚生労働省の通知によって変わる可能性も想定されます。