


導尿用カテーテル


医療機器承認番号 20800BZZ00076000

ネラトンカテーテル：三孔先穴カテーテル



Nelaton Catheter

ネラトンカテーテル




ネラトンカテーテルはオールシリコン製。
X線造影ライン入りなので挿入、留置の状態が透視下
で把握できます。
内腔や側孔も広くとってありますので、効率の良い導
尿が行えます。

規 格

品目コード	サイズ呼称	外径 (mm)	内径 (mm)	JAN コード
001 141 0100	10Fr	3.3	2.0	4542187001983
001 141 0120	12Fr	4.0	2.4	4542187001990
001 141 0140	14Fr	4.7	2.9	4542187002003
001 141 0160	16Fr	5.3	3.3	4542187002010

全長 325 mm 側孔 1 孔 包装：20 本／箱・滅菌済

三孔先穴カテーテル



三孔先穴カテーテルは生体組織に対する刺激が少ない
オールシリコン製。コシが強く柔軟なので、腎瘻
孔等への挿入が容易で留置中の異物感やキンクもほと
んどありません。さらにデブスマークとカラーコード
を加えることでより安全で使い勝手のよい製品になり
ました。

規 格

品目コード	サイズ呼称	ファネルカラー	外径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	JAN コード
001 120 0100	10Fr	イエロー	3.3	2.0	420	4542187001754
001 120 0120	12Fr	ホワイト	4.0	2.4		4542187001761
001 120 0140	14Fr	グリーン	4.7	2.9		4542187001778
001 120 0160	16Fr	オレンジ	5.3	3.3		4542187001785
001 120 0180	18Fr	レッド	6.0	3.7		4542187001792
001 120 0200	20Fr	イエロー	6.6	4.1		4542187001808
001 120 0220	22Fr	バイオレット	7.3	4.5		4542187001815
001 120 0240	24Fr	ブルー	8.0	4.9		4542187001822
001 120 0260	26Fr	オレンジ	8.6	5.3		4542187001839

デブスマーク 先端 50~350 に 10 mm 間隔 ・ 側孔 2 孔 ・ 包装：10 本／箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、予告なく製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読下さい。