

女性にやさしい 自己導尿用カテーテル

Pur cath

セフティカテ(ピュールキャス)



ピュールキャスは、使いやすさだけでなく、
ケースデザインにもこだわった
女性にやさしい自己導尿用カテーテルです。



神奈川県では、女性による女性の為に開発された優れた製品を「神奈川県なでしこブランド」に認定しております。

Pur cath

セフティカテ(ピュールキャス)

セフティカテ(ピュールキャス)の特長

1 医療機器を感じさせないケースデザイン

機能だけでなくデザインにもこだわったカテーテルケースは、医療機器のイメージを感じさせません。

2 ハイフローカテーテル

生体適合性に優れたオールシリコン製カテーテルです。従来品よりもカテーテルの内腔が広く、導尿時間を短縮できます。

3 内腔消毒

カテーテルをケース内に保管中は、カテーテル内腔までしっかり消毒薬が流れ込むように、キャップに工夫が施されていますので、清潔に管理ができます。



<カテーテル内腔比較>

弊社従来品 ピュールキャス



内腔面積を約80%up
(12Frで比較した場合)

※ハードタイプは約60%up

4 開閉しやすいケースキャップ

楕円形なので握り易く、女性でも開閉しやすい形状です。開ける時は横にひねると容易にカテーテルが取り出せ、閉める時は押し込むだけでカチッと閉まります。



5 フック付ストラップ

フック付のストラップが接続されているので、様々な所にケースを吊るすことができます。

挿入性に優れたハードタイプをラインアップ

品目コード	サイズ呼称	外径-全長	形状	JANコード
800 000 9913	9Fr	3.0mm-125mm	側孔2穴	4542187155723
800 000 9915	12Fr	4.0mm-125mm		4542187155747
800 000 9916	14Fr	4.7mm-125mm		4542187155754
800 001 1323	12Frハード	4.0mm-125mm		4542187169751

包装:5セット/箱・未滅菌

参考文献：聖路加国際病院 泌尿器科 杉村享之、田中純子(排尿機能コーディネーター)ほか
「よりファッション性の高い女性用自己導尿カテーテル(セフティカテ ピュール™)の開発」
(日本排尿機能学会誌 第18巻第1号；183-184, 2007)

- 弊社は常に研究開発を行なっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読下さい。