


使いやすさを追求した  
動物専用設計



# ティアレ ロングフォーリーカテーテル

動物用医療機器届出番号：26 動薬第 3980 号



## ラインナップ

希望小売価格：28,250 円/箱（1本あたり5,650円）

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	650mm	800-001-3467	4542187191356
			850mm	800-001-3469	4542187191370
8Fr	2.7mm	3mL	650mm	800-001-3470	4542187191387
			850mm	800-001-3472	4542187191400
10Fr	3.3mm	3mL	650mm	800-001-6679	4542187223446
			850mm	800-001-6680	4542187223453

5本/箱・EOG滅菌済

❗ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
❗ ご使用にあたっては、必ず添付文書をこー確認ください。



クリエートメディック株式会社



からだに優しいシリコン製



挿入性を向上させる適度なコシの  
親水性スタイレット付き



ストレスなく  
抜去しやすい

邪魔にならない  
軽量コンパクトな接続部




埋込バルブ

バルブが皮膚に直接触れない設計で  
スキントラブルのリスクを軽減



変換プラグ不要

カテーテルチップ、ルアーチップ、止め栓と  
3通りの使い方ができるマルチキャップ付



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道  
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp

