

ティアレ 猫カテーテル

動物用医療機器届出番号：26動薬第3981号

“簡単に抜けない”をコンセプトに開発した導尿カテーテル

○特長

- ・チューブは柔軟なポリウレタン製
- ・ストレート・ピッグテールの2タイプをご用意
- ・ピッグテールは大きな側孔で導尿。留置に適しています

“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、

ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、
クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



ティアレ 猫カテーテル

特長と利点

ストレート・ピッグテール共通

○ポリウレタン製チューブ

- ・チューブは柔軟でコシのある **ポリウレタン製** を採用しました。
- ・3ストライプの×線造影ライン入りなので、透視下での位置把握が出来ます。

○コネクタ

- ・**軽量、コンパクトなルアーコネクタ** を採用し、ストレス軽減に配慮しました。

ピッグテール

○先端形状

- ・**ピッグテール形状** は尿道括約筋の抵抗となり、**留置したい導尿に威力を発揮** します。
- ・**ループ部の直径は 10mm** にしました。

○側孔

- ・丸形2穴+楕円形1穴、**計3穴開孔しており、スムーズな導尿** を可能にしました。

>コネクタ



>ストレート



>ピッグテール・側孔



製品規格

>ストレート（先端開孔型）

| 品目コード | サイズ呼称 | 外径(mm) | 有効長(mm) | JANコード | 希望小売価格 |
|--------------|-------|--------|---------|---------------|-------------|
| 800-001-3516 | 3Fr | 1.10 | 120 | 4542187191844 | 3,000円/箱 |
| 800-001-3518 | 4Fr | 1.33 | 120 | 4542187191868 | (1本あたり600円) |

包装：5本/箱・滅菌済

>ピッグテール（先端封止型 側孔有り）

| 品目コード | サイズ呼称 | 外径(mm) | 有効長(mm) | JANコード | 希望小売価格 |
|--------------|-------|--------|---------|---------------|---------------|
| 800-001-3517 | 3Fr | 1.10 | 120 | 4542187191851 | 8,500円/箱 |
| 800-001-3519 | 4Fr | 1.33 | 120 | 4542187191875 | (1本あたり1,700円) |

側孔3穴 スタイレット付 包装：5本/箱・滅菌済

>使用上の注意

- ・ピッグテールはスタイレットを挿入し、伸ばした状態で挿入して下さい。
- ・無理な挿入はせず、挿入困難な場合は使用を中止し適切な処置をして下さい。

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読下さい。



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道 水戸

TEL(0126)51-1104 FAX(0126)51-1105
TEL(029)243-9411 FAX(029)244-2070
E-mail: oem-infoc@createmedic.co.jp

