



ティアレ PEGキット

動物用医療機器届出番号：29 動薬第 316 号



“Pull式 PEGキット”をお求めやすい価格で。


交換パーツセットを追加発売！



詳細は裏面をご覧ください。



【キット構成】



【製品規格】

希望小売価格：7,150 円

品名	入数	サイズ呼称	バンパー径	品目コード	JANコード	キット構成
ティアレ PEGキット	1キット/箱 EOG滅菌済	16Fr	21.5mm	800-001-5555	4542187212150	①PEGバンパーカテーテル ②ループワイヤー ③専用固定板 ④接続2ポートアダプター ⑤クランプ ⑥ドレープ ⑦内針付きイントロデューサーカニューラ(14G)
		20Fr	25mm	800-001-5028	4542187206807	⑧シリンジ10mL ⑨ガーゼ ⑩小切開メス ⑪消毒用スポンジ

希望小売価格：4,300 円

品名	入数	サイズ呼称	バンパー径	品目コード	JANコード	セット構成
ティアレ PEGキット 交換パーツセット	1セット/箱 EOG滅菌済	共通	—	800-002-0114	4542187240924	③専用固定板(16Fr用、20Fr用 各1個) ④接続2ポートアダプター 1個 ⑤クランプ 1個

❗ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❗ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご確認ください。



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1008-07-2411