


ティアレ 大動物用輸液セット

動物用医療機器届出番号：29 動薬第 508 号

大動物用で、持続点滴が可能な輸液チューブです！



製品規格

落下方式	公称滴数	主な仕様			
自然落下式	1 mL ≒20 滴	コイルチューブ長さ	収縮時：280mm / 伸長時：3500mm		
		導管チューブ長さ	1200mm (含む、混注ポート)		
		チューブ径	コイルチューブ：内径 4.0mm / 導管チューブ：内径 4.0mm		
		付属品	排液口キャップ、保護キャップ (スパイク針、ルアーコネクタ) 固定用タイラップ ※本品に静脈留置針等は付属していません。		
品目コード	800-001-5064	JAN コード	4542187207163	希望小売価格	32,250 円 / 箱 (1 本あたり 6,450 円)

5本 / 箱・EOG 滅菌済

- 本品にはポリ塩化ビニルを使用しております。
- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

ティアレ

大動物用輸液セットの特長



特長 1 大流量が可能な太径チューブ

内径 4.0mm の太径チューブにより、大流量が可能です。
また、伸縮自在なコイルチューブにより、
患畜の一定の動きに対応します。



特長 2 中身が見やすい点滴筒

大きく中身が見やすい点滴筒は排液口がついています。
また、寒暖差に影響されにくい柔軟な材質です。



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104

FAX(0126)51-1105

TEL(029)243-9411

FAX(029)244-2070

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp

