

RUSCH フローキャストイック

使用目的

清潔間欠式自己導尿

保 険

材料費：請求不可

備考欄：関連手技料

C106 在宅自己導尿指導管理料
1,400点

C163 特殊カテーテル加算
2 間歇導尿用 Disposable カ
テーテル

- イ) 親水性コーティングを有するもの
- (1) 60本以上90本未満の場合1,700点
 - (2) 90本以上120本未満の場合1,900点
 - (3) 120本以上の場合2,100点



特長と利点

1. 親水性コーティングによりスムーズな挿管が可能（※同封のウェットティン
グ剤（生食）を使用することにより、コーティングが活性化）
2. ディスポタイプで衛生的に使用可能。また消毒液が不要
3. 挿管の際の滑り防止、且つ衛生的にも優れた「保護スリーブ」付き
4. 壁に貼り付け可能な粘着テープ付き

規 格

RUSCHフローキャストイック

製品番号	全長	サイズ	フアネルカラー	側孔
851221-000080	20cm (女性向け)	8Fr	ブルー	2孔
851221-000100		10Fr	ブラック	
851221-000120		12Fr	ホワイト	
851221-000140		14Fr	グリーン	
851221-000160		16Fr	オレンジ	
851241-000080	40cm (男性向け)	8Fr	ブルー	2孔
851241-000100		10Fr	ブラック	
851241-000120		12Fr	ホワイト	
851241-000140		14Fr	グリーン	
851241-000160		16Fr	オレンジ	

30本/箱・滅菌済

製造販売元：テレフレックスメディカルジャパン株式会社