

お得意様 各位

胃カテーテル（マーゲンゾンデ）
胃カテーテル（胃腸カテーテル）
自主回収に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般弊社製品「胃カテーテル（マーゲンゾンデ）、（胃腸カテーテル）」におきまして、一部の製品において、X線造影で造影ラインおよび先端チップが映りにくいとお申し出を受けました。

調査の結果、製造工程において造影ラインおよび先端チップの造影性が薄いものがあることが判明いたしました。

そのため、別紙にご案内する該当製造ロットにつきまして自主回収を行うことといたしましたので、ご理解とご協力の程をよろしくお願い申し上げます。

この度は、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。
また現在、工場における材料調達が間に合っておらず、代替となる製品を供給できない状態となっておりますことにつきましても、重ねてお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、今回の事例を教訓として、今まで以上により良い品質の製品を提供させていただくよう努力して参る所存でございますので、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

グリエートメディック株式会社
営業本部長 執行役員
秋元 克也

医機法制本部長
青木 成幸

別紙) 自主回収ロット一覧

品目コード	品目名	ロット No.		
800-000-3511	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 10FR	D17040924		
		D17082416		
		D17092119		
800-000-3512	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 12FR	D17040925		
		D17082417		
		D17092220		
800-000-3513	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 14FR	D17040926		
		D17040927		
		D17082418		
800-000-3514	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 16FR	D17040928		
		D17082420		
		D17092121		
800-000-3515	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 18FR	D17040929		
		D17082421		
		D17092122		
800-000-3516	マーケソゾンテ栄養用ファネルツキ 20FR	D17040930		
		800-000-3517	マーケソゾンテ栄養用キャップ ツキ 10FR	D17040931
				D17092123
800-000-3518	マーケソゾンテ栄養用キャップ ツキ 12FR	D17040932		
		D17092124		
		800-000-3519	マーケソゾンテ栄養用キャップ ツキ 14FR	D17040933
D17082422				
D17092111				
800-000-3520	マーケソゾンテ栄養用キャップ ツキ 16FR	D17040934		
		D17092125		
		800-000-3524	マーケソゾンテ栄養用ファネルナシ 12FR	D17051430
800-000-3526	マーケソゾンテ栄養用ファネルナシ 16FR			D17040935
				D17092126
800-000-3527	マーケソゾンテ栄養用ファネルナシ 18FR	D17051431		
		D17101211		
		800-000-4360	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 10FR	D17040940
D17082426				
D17092128				
800-000-4361	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 12FR	D17040941		
		D17040942		
		D17082427		
		D17082428		
		D17092114		
800-000-4362	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 14FR	D17040943		
		D17040944		
		D17040945		
		D17092108		
		D17092109		

品目コード	品目名	ロット No.
800-000-4362	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 14FR	D17092110
		D17092115
		D17092116
800-000-4363	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 16FR	D17040946
		D17082429
		D17092117
800-000-4364	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 18FR	D17101223
800-000-4365	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 黄 20FR	D17101201
		D17101202
800-000-4373	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 緑 10FR	D17051432
800-000-4374	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 緑 12FR	D17040936
		D17092106
		D17092107
800-000-4375	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 緑 14FR	D17040937
		D17040938
		D17082423
		D17082424
		D17092112
800-000-4357	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 緑 16FR	D17040939
		D17082425
		D17092113
800-000-4359	マーケソゾンテ栄養用ファネルキャップ 緑 20FR	D17101228
800-000-4924	胃腸栄養用ファネルキャップ 緑 10FR	D17040947
		D17092129
800-000-4925	胃腸栄養用ファネルキャップ 緑 12FR	D17051444
		D17101224
		800-000-4926
D17051445		
D17092130		
800-000-4927	胃腸栄養用ファネルキャップ 緑 16FR	D17040949
		D17092131
800-000-4928	胃腸栄養用ファネルキャップ 黄 10FR	D17040950
800-000-4929	胃腸栄養用ファネルキャップ 黄 12FR	D17040951
		D17051446
		D17092118
800-000-4930	胃腸栄養用ファネルキャップ 黄 14FR	D17040952
		D17051447
		D17092104
		D17101227
800-000-4931	胃腸栄養用ファネルキャップ 黄 16FR	D17040953
		D17051448
		D17092132