

フルオート生検針 ベスティオ

使用目的

臓器生検における組織採取

保 険

材料費：請求不可



特長と利点

1. 穿刺性、視認性、採取性が向上したこだわりのバイオプシーニードル
2. レバーが軽く片手で容易にセッティングが可能
3. セッティングは単一レバー式（レバーを2回引くだけで内外針をセット）

規 格

フルオート生検針 ベスティオ

品目コード	ストローク長	太さ	有効長
800 001 5054	22mm	18G	150mm
800 001 5055			200mm
800 001 5056			250mm

包装：5本／箱・滅菌済

製造販売元：ドクタージャパン株式会社