


自己導尿用カテーテル

Fastcath

セフティカテ ファストキャス



クリニー自己導尿用カテーテルシリーズに、
より便利で機能的な“セフティカテ ファストキャス”が新登場。

販売名：セフティカテ ファストキャス

呼称	品目コード	サイズ	外径	全長	形状	デプスマーク	JANコード
男性用	800 001 5448	12Fr	4.0mm	270mm	側孔 2 穴	先端から 50~200mm迄 10mm毎	4542187211078
	800 001 5449	14Fr	4.7mm				4542187211085
小児用	800 001 5447	9Fr	3.0mm	250mm	側孔 1 穴	先端から 10~200mm迄 10mm毎	4542187211061
チーマン用	800 001 5450	12Fr	4.0mm	270mm	側孔 2 穴 先端チーマン	先端から 50~200mm迄 10mm毎	4542187211092
	800 001 5451	14Fr	4.7mm				4542187211108

1 広い内腔 ハイフローカテーテル

- ▶ 内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。
- ▶ 生体適合性に優れたオールシリコン製です。



弊社従来品 ファストキャス

内腔面積を約50%up
(12Frで比較した場合)

2 簡単開閉 & 軽量 ワンタッチ型カテーテルキャップ

- ▶ ワンタッチで簡単に開閉可能です。
- ▶ キャップを外さずに導尿可能です。



3 カテーテルの取り出し & 収納が容易 開閉しやすいカテーテルケース

- ▶ キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取り出し & 収納が可能です。



4 外出にも便利 コンパクトな設計

- ▶ ポケットやカバンに収納しやすく、外出にも便利です。
- ▶ 消毒液量を低減でき、経済的です。



5 コンパクトに収納可能 折り畳み式フック

- ▶ 手すりやドアノブ等、様々な場所につすことが可能です。
- ▶ 折り畳めるのでコンパクトに収納できます。



6 挿入距離がわかる デプスマーク付カテーテル

- ▶ 挿入距離が一目で確認可能です。
- ▶ 自己導尿指導にも便利です。



- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読下さい。
- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。