

サンプルカテーテル

使用目的

胃内に留置し、手術後の排液を体外に誘導する際に使用

保 険


材料費：請求可

分野名：028胃管カテーテル

分類名：(2)ダブルルーメン ①標準型

略 称：胃管カテ・ダブル・標準型

償還価格：447円



特長と利点

1. 吸引効果のよい二重構造
2. 多目的に使えるエアークリップ
3. コネクター付
4. オールシリコン製

規 格

サンプルカテーテル

品目コード	サイズ呼称	外径	全長	デブスマーク	仕 様
●002 220 0120	12Fr	4.0mm	1220mm	先端から 400～1000mm まで 100mm 間隔	先端造影チップ 側孔 10穴
002 220 0140	14Fr	4.7mm			
002 220 0160	16Fr	5.3mm			
002 220 0180	18Fr	6.0mm			

●印は受注生産品です

包装：5本／箱・滅菌済